

Pomoćna oprema za Službu za zdravstvenu ekologiju, BN-57-2023

Upit gospodarskog subjekta:

- Vezano za Grupu 2. Pojam „PP posuda i poklopcem“ traži li se plastična posuda koja se može autoklavirati i poklopac, ili posuda baš mora biti izrađena od PP (polipropilena).

Odgovor:

Posuda ne mora biti izrađena od polipropilena.

- U odjeljku 4. 'Ostalo' navedeno je da je nakon isporuke i puštanja u rad uređaja potrebno dostaviti umjernice za dogovorene temperature od strane akreditiranog laboratorija za grupe 6. i 8. Za grupu 8. je jasno opisano koji proces umjeravanja je potreban, ali za grupu 6. nije. Molim naputak kako je potrebno odraditi umjeravanje inkubatora iz grupe 6.

Odgovor:

Umjeravanje za grupu 6. treba napraviti akreditirani umjerni laboratorij na temperaturi od 25 C (umjerni laboratorij mora imati pokriveno ovo područje akreditacijom) u 9 točaka.